

# НОВЫЙ СЕНСОР GUARDIAN™ SENSOR 3 БОЛЬШЕ ТОЧНОСТИ В ИЗМЕНЕНИИ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ<sup>1</sup>

Использование сенсора Guardian™ Sensor 3 с инсулиновыми помпами MiniMed позволяет получить более точные данные об уровне глюкозы по сравнению с использованием сенсора Enlite<sup>1</sup>.

## Сенсор Guardian™ Sensor 3

### Более точные измерения

MARD сенсора (mean absolute relative difference – средняя абсолютная величина относительной погрешности) – 8,7%

### Быстрый период активации сенсора

Сенсор будет готов к использованию уже через 45 мин после его установки<sup>2,3</sup>

### Новые места для установки

Сенсор Guardian Sensor 3 протестирован и одобрен для ношения на руке<sup>2</sup>



## Трансмиттер Guardian™ Link 3

Отслеживает состояние и работоспособность сенсора, обеспечивая надежность использования системы непрерывного мониторинга глюкозы<sup>1</sup> (НМГ)



С возможностью  
подключения Bluetooth®



# Таблица совместимости сенсоров и транзмиттеров для непрерывного мониторингирования глюкозы с инсулиновыми помпами MiniMed

Помпы с Bluetooth соединением

MiniMed 720G,  
MiniMed 740G,  
MiniMed 780G



Трансммиттер:  
Guardian Link 3 (MMT-7910 - набор)

Сенсор:  
Guardian Sensor 3 (MMT-7020)

Помпа MiniMed 640G



Трансммиттер:  
Guardian 2 Link (MMT-7775 - набор)

Сенсор:  
Enlite (MMT-7008)

Система НМГ:

Guardian Connect



Трансммиттер:  
Guardian Connect (MMT-7820 - набор)

Сенсор:  
Enlite (MMT-7008)

Система НМГ:

Guardian Connect



Трансммиттер:  
Guardian Connect (MMT-7820L - набор)

Сенсор:  
Guardian Sensor 3 (MMT-7020)

Помпы серии  
MiniMed Paradigm:

MMT-722, MMT-754



Трансммиттер:  
MMT-7703

Сенсор:  
Enlite (MMT-7008)

## Medtronic

ООО «Медтроник»

Пресненская наб., д.10 Башня С  
9 эт., пом. III, ком.4ф. Москва,  
123112 Россия  
Tel: +7(495) 580 73 77 Fax:  
+7(495) 580 73 78  
www.medtronic.ru

Телефон Линии поддержки  
пользователей: 8 800 200 76 36  
www.medtronic-diabetes.ru

Ссылки:

1. Christiansen M, et al. Diabetes Technol Ther. 2017; 19(9): 1-11 18)
2. Guardian Sensor 3 user guide
3. Enlite™ user guide

Для получения более подробной информации о продуктах, обратитесь к руководству пользования

Товар сертифицирован:

Помпа инсулиновая the MiniMed Paradigm REAL-Time с системой постоянного мониторингирования глюкозы, модели MMT-522, MMT-722, с принадлежностями и без принадлежностей (Регистрационное Удостоверение № РЗН 2015/3140 от 19 января 2022 года),  
Помпа инсулиновая MiniMed Paradigm VEO с системой постоянного мониторингирования глюкозы (Регистрационное Удостоверение № ФСЗ 2010/06831 от 13 мая 2021 года)  
Помпа инсулиновая MiniMed 640G, с принадлежностями (Регистрационное Удостоверение № РЗН 2017/6255 от 18 апреля 2022 года) Помпа инсулиновая MiniMed 780G с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17160 от 16.05.2022)  
Помпа инсулиновая MiniMed 740G с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17156 от 16.05.2022)  
Помпа инсулиновая MiniMed 720G с принадлежностями (Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17159 от 16.05.2022)  
Набор трансмиттера Guardian Link (3) (MMT-7910W3) для помп MiniMed с системой непрерывного мониторинга глюкозы (Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12777 от 17.12.2021)  
Сенсор для чревожого мониторинга глюкозы GuardianTM Sensor (3) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14585 от 03.11.2021)  
Сенсор для мониторингирования глюкозы Enlite с принадлежностями (Регистрационное Удостоверение № РЗН 2013/785 от 2 марта 2022 года)  
Трансммиттер MMT-7703WW (Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2008/03066 от 27 ноября 2008 года)  
Набор трансмиттера Guardian 2 Link (MMT-7775) (Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7072 от 24 апреля 2020 года) Трансммиттер Guardian Connect (Регистрационное Удостоверение № РЗН 2020/10603 от 14 сентября 2022)